



Fiche de poste : Aide-Soignante Service Stérilisation

Création le :

03/12/2018

Révision et application le :

Version :

DESCRIPTION DU MÉTIER

1. Informations générales

Participer aux différentes étapes de stérilisation des dispositifs médicaux du bloc opératoire et des unités de soins à savoir :

- Le lavage
- La reconstitution des boîtes du bloc opératoire
- Le conditionnement
- L'étape de stérilisation
- Libération de charge stérile
- Les contrôles des différentes opérations
- Le stockage et mise à disposition des dispositifs médicaux
- Assurer la traçabilité de l'ensemble de ces étapes

2. Les activités du métier

- Collecte de l'instrumentation dans les différentes unités de soins
- Contrôler la qualité de la pré-désinfection à réception des instruments
- Préparer les solutions de nettoyage selon les protocoles du CLIN
- Vérifier tous les paramètres des laveurs désinfecteurs
- Assurer l'hygiène des dispositifs médicaux et matériels
- Vérifier la qualité du lavage et la fonctionnalité des instruments
- Reconstituer les boîtes et/ou plateaux d'instruments selon les listings validés par le bloc
- Conditionner les dispositifs médicaux avant stérilisation
- Effectuer un contrôle préalable du fonctionnement des autoclaves
- Vérifier la conformité du chargement
- Lancer les cycles autoclaves pour l'étape de stérilisation
- Libération de la charge stérilisée: contrôles paramétriques (températures, pressions), contrôles des conditionnements en sortie d'autoclave, étiquetage de l'ensemble des conditionnements.
- Mettre à disposition des unités de soins et bloc opératoire l'ensemble des dispositifs médicaux stérilisés.
- Respecter les exigences de traçabilité à chaque étape du traitement.
- Assurer l'hygiène des surfaces et des locaux.
- Assurer l'hygiène des bacs, chariots et armoires de transport

3. Savoir-faire requis du métier

- Analyser et optimiser les flux des dispositifs médicaux à stériliser
- Identifier et alerter sur les dysfonctionnements ou défauts d'un dispositif médical, d'un matériel, équipement.
- Connaître et savoir se référer aux procédures et modes opératoires spécifiques de la stérilisation et les appliquer
- Respecter les règles d'hygiène et de protection individuelle (protocoles CLIN)
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
- Être autonome pour assurer les astreintes en travail isolé



Fiche de poste : Aide-Soignante Service Stérilisation

Création le :

03/12/2018

Révision et application le :

Version :

4. Contraintes

- Port de charges (maximum 12 kg)
- Position debout prolongée

5. Formations associées

Le parcours de formation au sein du service est décrit par la procédure PRO-FOR-STE-001
Tout nouveau professionnel affecté en stérilisation doit suivre deux formations externes dans les mois suivants son arrivée dans le service :

- Formation conducteur autoclaves (formation obligatoire sur le plan réglementaire)
- Formation : « stage de base stérilisation » CEFH Cahors

CONTEXTE D'EXERCICE

1. Positionnement hiérarchique

- Cadre de santé stérilisation
- Cadre supérieur
- Directeur des soins

2. Liaisons fonctionnelle

- Pharmacien responsable de l'activité
- Bloc opératoire
- Unités de soins

3. Horaires

- 7h30 – 15h30
- 8h00 – 16h00
- 9h00 – 17h00
- 10h30 – 18h30
- 11h00 – 19h00
- 12h00 - 20h00
- Astreinte samedi (13h – 19h) et dimanche (9h – 19h)